

食品分析試薬

E-カラーキット・シリーズ

R-バイオフาร์ม社はこれまで、ロシュ社の F-キットや E-キットシリーズなど酵素法による分析研究用試薬を提供して参りました。今回新たに、発色法を基にした E-カラーキットを開発し、シリーズとして立ち上げるに至りました。

- ・ワイン、ビールその他食品成分の分析用キットです。
- ・試薬は調製不要で、そのまますぐ使用できます。
- ・分析に要する時間は20~40分程度です。
- ・有効期限まで安定して使用できます。
- ・自動分析への使用も容易です。
- ・スタンダードが付属しています。



E-カラーキット・ラインナップ（発色法、分光光度計測定）

製品名	製品番号	測定回数 (用手法の場合)	測定波長	反応温度	希望販売価格
鉄	E2300	200回	582 nm	25~37℃	¥15,000
銅	E2400	50回	580 nm	25~37℃	¥15,000
酒石酸	E3100	100回	520 nm	20~37℃	¥15,000
総亜硫酸	E3200	100回	340 nm	20~37℃	¥15,000
遊離亜硫酸	E3300	100回	340 nm	20~37℃	¥15,000
β-グルカン	E3500	40回	550 nm	18~30℃	近日発売予定
	E3525	80回			
	E3550	160回			

販売元： 株式会社 J.K.インターナショナル

〒160-0022 東京都新宿区新宿 2-9-23 SVAX 新宿ビル

TEL: 03-5362-2907 FAX: 03-5362-7079

E-mail: info@jki.co.jp URL: http://www.jki.co.jp