

E-キット 価格表

研究用試薬

包装サイズ:用手法(1回約3ml使用)を基にしています。

2025年4月より

| 製品番号 | 製品名 | 包装サイズ (用手法) | 希望価格 | 製品番号 | 製品名 | 包装サイズ (用手法) | 希望価格 |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------|-----------------------|---|----------------|----------|
| 自動分析装置等適用及び用手法キット(液状試薬、スタンダード別売) ※酵素法 | | | | 用手法キット(スタンダード別売) ※酵素法 | | | |
| 糖質 | E8140 E-キット Liquid D-グルコース | 50回 | ¥26,000 | 糖質 | E1210 E-キット D-グルコース | 32回 | ¥20,000 |
| | E8160 E-キット Liquid D-グルコース/果糖 | 50回 | ¥29,000 | | E1245 E-キット D-グルコース/果糖 | 32回 | ¥24,000 |
| | E8180 E-キット Liquid ショ糖/D-グルコース(総量) | 50回 | ¥34,000 | | E1246 E-キット ショ糖/D-グルコース | 各16回 | ¥26,000 |
| | E8190 E-キット Liquid ショ糖/D-グルコース/果糖(総量) | 50回 | ¥42,000 | | E1247 E-キット ショ糖/D-グルコース/果糖 | 各16回 | ¥29,000 |
| | E8100 E-キット Liquid スターチ | 50回 | ¥45,000 | | E1268 E-キット スターチ | 32回 | ¥33,000 |
| | E8110 E-キット Liquid 乳糖/D-ガラクトース(総量) | 50回 | ¥44,000 | | E1213 E-キット 乳糖/D-ガラクトース | 各16回 (全32回) | ¥37,000 |
| | E8120 E-キット Liquid D-ガラクトース | 50回 | ¥36,000 | | | | |
| | E8130 E-キット Liquid 乳糖/D-グルコース(総量) | 50回 | ¥44,000 | | | | |
| | E8170 E-キット Liquid 麦芽糖/ショ糖/D-グルコース(総量) | 50回 | ¥45,000 | | | | |
| 有機酸 | E8175 E-キット Liquid コンビ 麦芽糖/ショ糖/D-グルコース | 25回 | ¥56,000 | 有機酸 | | | |
| | E8226 E-キット Liquid 酢酸(スタンダード付属) | 50回 | ¥64,000 | | E1226 E-キット 酢酸 | 32回 | ¥49,000 |
| | E8230 E-キット Liquid クエン酸 | 50回 | ¥52,000 | | E1214 E-キット クエン酸 | 3本×8回 | ¥27,000 |
| | E8270 E-キット Liquid D-リンゴ酸 | 50回 | ¥60,000 | | E1267 E-キット L-アスコルビン酸 | 24回 | ¥32,000 |
| | E8280 E-キット Liquid L-リンゴ酸 | 50回 | ¥30,000 | | E1215 E-キット L-リンゴ酸 | 32回 | ¥27,000 |
| | E8520 E-キット Liquid D-グルコン酸 | 50回 | ¥107,000 | | E1223 E-キット D-グルコン酸/D-グルコノラクトン | 32回 | ¥81,000 |
| | E8550 E-キット Liquid D-イソクエン酸(スタンダード付属) | 50回 | ¥49,000 | | E1222 E-キット D-イソクエン酸 | 32回 | ¥31,000 |
| | E8240 E-キット Liquid D/L-乳酸(不分別) | 50回 | ¥51,000 | | E1255 E-キット D/L-乳酸 | 32回 | ¥49,000 |
| | E8260 E-キット Liquid L-乳酸 | 50回 | ¥38,000 | | E1254 E-キット L-乳酸 | 32回 | ¥33,000 |
| | E8245 E-キット Liquid D-乳酸 | 50回 | ¥51,000 | | E2550 E-キット ピルビン酸(スタンダード付属) | 50回 | ¥33,000 |
| | E8540 E-キット Liquid D-3-ヒドロキシ酪酸 | 50回 | ¥69,000 | | E2610 E-キット D-3-ヒドロキシ酪酸 | 33回 | ¥38,000 |
| | E8510 E-キット Liquid ギ酸 | 25回 | ¥52,000 | | E2100 E-キット シュウ酸(スタンダード付属) | 10回 | ¥30,000 |
| | E8530 E-キット Liquid L-グルタミン酸 | 50回 | ¥48,000 | その他 | E2250 E-キット シュウ酸精製キット | 20回 | ¥13,000 |
| | E8580 E-キット Liquid コハク酸 | 25回 | ¥91,000 | | E6275 E-キット 亜硫酸 | 30回 | ¥49,000 |
| その他 | E8300 E-キット Liquid アセトアルデヒド | 50回 | ¥64,000 | | E2540 E-キット カリウム(スタンダード付属) | 40回 | ¥46,000 |
| | E8320 E-キット Liquid コレステロール | 55回 | ¥51,000 | | E2590 E-キット ナトリウム(スタンダード付属) | 40回 | ¥35,000 |
| | E8340 E-キット Liquid エタノール | 50回 | ¥37,000 | | E3400 E-キット グルコースリムーバー | 32回 | ¥18,000 |
| | E8360 E-キット Liquid グリセロール | 50回 | ¥40,000 | | E6196 プラスティック攪拌棒 | 10,000個 | ¥157,000 |
| | E8370 E-キット Liquid 硝酸 | 50回 | ¥63,000 | | | | |
| | E8390 E-キット Liquid アンモニア | 50回 | ¥34,000 | | | | |
| | E8395 E-キット Liquid 尿素/アンモニア(不分別) | 50回 | ¥60,000 | | | | |
| 自動分析装置等適用及び用手法キット(液状試薬、スタンダード付属) ※発色法 | | | | | | | |
| 有機酸 | E3100 E-カラーキット・酒石酸 | 100回 | ¥18,000 | | | | |
| その他 | E2300 E-カラーキット・鉄 | 200回 | ¥20,000 | その他 | E2620 E-キット 総タンパク質 | 105回 | ¥29,000 |
| | E2400 E-カラーキット・銅 | 50回 | ¥16,000 | | E3500 E-カラーキット・β-グルカン(GlucaTest S125) | 40回 | ¥22,000 |
| | E2500 E-キット α-アミノ窒素 | 75回 | ¥26,000 | | E3550 E-カラーキット・β-グルカン(GlucaTest L500) | 160回 | ¥64,000 |
| | E2510 E-キット アントシアニン ※スタンダードの付属なし | 100回 | ¥27,000 | | E8600 E-キット Liquid 総亜硫酸(SO ₂ -Total) | 100回 | ¥24,000 |
| | E2530 E-キット ポリフェノール | 80回 | ¥28,000 | | E8610 E-キット Liquid 遊離亜硫酸(SO ₂ -Free) | 100回 | ¥24,000 |
| スタンダード(キャリブレーション用、コントロール用) | | | | | | | |
| AQ03-015 | アルコールスタンダード | 10本 (各1.5ml) | ¥24,000 | | | | |
| E8440 | E-キット Liquid マルチ糖類スタンダード(低濃度) | 3本×3.5ml | ¥17,000 | E8445 | E-キット Liquid マルチ糖類スタンダード(高濃度) | 3本×3.5ml | ¥17,000 |
| E8460 | E-キット Liquid マルチ有機酸スタンダード(低濃度) | 3本×3.5ml | ¥17,000 | E8465 | E-キット Liquid マルチ有機酸スタンダード(高濃度) | 3本×3.5ml | ¥17,000 |
| E8470 | E-キット Liquid マルチ有機酸スタンダード2(低濃度) | 3本×3.5ml | ¥22,000 | E8475 | E-キット Liquid マルチ有機酸スタンダード2(高濃度) | 3本×3.5ml | ¥22,000 |

(税別)

※ E-Liquidキットは製造・販売元(Roche社、R-Biopharm社)推奨のF-キットの後継製品として位置づけられている酵素法キットの最新シリーズです。液状タイプで試薬調製不要・試薬安定性にも優れ、自動分析装置にも適用できます(検量線の作製にはE-キットLiquid 各スタンダードが必要です)。

※ 測定操作確認(コントロール)としてのE-キットLiquid各スタンダードのご使用を強くお奨めします。

※ E-Liquid 糖質測定キットシリーズのうち次のキット(E8100、E8180、E8190、E8110、E8130、E8170)、D-/L-乳酸キット(E8240)および尿素/アンモニアキット(E8395)は単体では分別定量できません。分別定量するには他のキットと組合せての測定が必要です。各使用説明書を参照、またはお問合せ下さい。

※ 「E-キットLiquid 酢酸」(E8226)の濃度は、Excelの3次多項式またはスプライン曲線を用いて算出します。


E-キットLiquidシリーズの濃度算出用Excelシート(英文)を用意しております。ご希望の方はお問合せ下さい。

■ お問合せは最寄りの弊社製品取扱店または直接弊社へ下さるようお願い申し上げます。

酵素測定法に関する資料を用意しております。

『F-キット・E-キットを用いた食品分析法について』をご希望の方は、株式会社J.K.インターナショナル食品分析部までご請求下さい。

E-mail:info@jki.co.jp



世界販売元
R-Biofarm Co., Ltd.



総発売元
株式会社 J.K.インターナショナル

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館5F
TEL.03-6661-6132(代) FAX.03-6661-1091

RIDA® CUBE SCAN 専用測定試薬 価格表

研究用試薬

| 2025年5月より | | | | | | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|-------|---------|------|-----------------------------------|-------|---------|--|
| 製品番号 | 製品名 | 包装サイズ | 希望価格 | 製品番号 | 製品名 | 包装サイズ | 希望価格 | |
| 液状試薬、スタンダードの付属は無し（※酵素法） | | | | | | | | |
| 糖質 | RCS4140 RIDA® CUBE D-グルコース | 32回 | ¥34,000 | 有機酸 | RCS4226 RIDA® CUBE 酢酸 | 32回 | ¥52,000 | |
| | RCS4160 RIDA® CUBE D-グルコース/果糖(総量) | 32回 | ¥40,000 | | RCS4230 RIDA® CUBE ケエン酸 | 32回 | ¥56,000 | |
| | RCS4180 RIDA® CUBE ショ糖/D-グルコース(総量) | 32回 | ¥41,000 | | RCS4240 RIDA® CUBE D-乳酸/L-乳酸(不分別) | 32回 | ¥58,000 | |
| | RCS4190 RIDA® CUBE ショ糖/D-グルコース/果糖(総量) | 32回 | ¥51,000 | | RCS4260 RIDA® CUBE L-乳酸 | 32回 | ¥43,000 | |
| | RCS4130 RIDA® CUBE 乳糖/D-グルコース(総量) | 32回 | ¥43,000 | | RCS4280 RIDA® CUBE L-リンゴ酸 | 32回 | ¥37,000 | |
| | RCS4120 RIDA® CUBE D-ガラクトース | 32回 | ¥39,000 | | RCS4340 RIDA® CUBE エタノール | 32回 | ¥44,000 | |
| | RCS4110 RIDA® CUBE 乳糖/D-ガラクトース(総量) | 32回 | ¥43,000 | | RCS4390 RIDA® CUBE アンモニア | 32回 | ¥47,000 | |
| 液状試薬、スタンダードの付属は無し（※発色法） | | | | | | | | |
| その他 | RCS4600 RIDA® CUBE 総亜硫酸 | 32回 | ¥35,000 | | | | | |
| | RCS4610 RIDA® CUBE 遊離亜硫酸 | 32回 | ¥40,000 | | | | | |

※ RIDA® CUBE 専用測定試薬はR-バイオファーム社の製品です。

※ キャリブレーション用にE-Liquidキットシリーズ・スタンダード（「E-キット価格表」1ページめ）のご使用を推奨します。

※ 2～3種類の試薬ビン数、試薬調製が不要の液状試薬なので、RIDA® CUBE SCANで直接測定できます。

※ RIDA® CUBE 専用試薬のうちRCS4160、RCS4180、RCS4190、RCS4130、RCS4110、RCS4240は単体では分別定量できません。

分別定量方法については各使用説明書を参照、またはお問い合わせください。


※ 上記の試薬はすべて340nmでの測定用です。



RIDA® CUBE SCAN はニュータイプの全自動式吸光度測定システムです。
小型・軽量ながら、大型酵素法測定装置に匹敵する機能性を実現しました。
システムは堅牢、メンテナンスも不要です。

システム構成：ボックス型分析装置+タブレットPC
定 價：760,000円(税別)
サ イ ズ：16 × 13 × 14.5 cm
重 量：2.4kg
測定波長：340nm(主波長)/546nm

お問い合わせは最寄りの弊社製品取扱店または直接弊社へ下さるようお願い申し上げます。



世界販売元
R-バイオファーム社



総発売元
株式会社 J.K.インターナショナル
〒104-0025 東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館5F

TEL.03-6661-6132 (代) FAX.03-6661-1091
E-mail:info@jki.co.jp URL:<http://www.jki.co.jp>