エンドトキシン 検出キット&関連製品情報 一覧

1. エンドトキシン検出キット

1. エンドトキシン検出キット				
ENDONEXT™ エンドネクスト シリーズ				
製品名	製品番号	製品内容	定価	
ENDOZYME [®] II GO, 192テスト用 エンドザイム II GO	890031	酵素溶液(リコンピナントC因子) 2.5 mL × 1本 基質溶液 2.5 mL × 1本 GOPLATE TM 2枚 エンドトキシンフリー水 100 mL × 2本 測定バッファー 12 mL × 2本	¥128,000	
ENDOZYME [®] II, 192テスト用 エンドザイム II	890030	96 ウェル 測定プレート 2枚 エンドトキシンフリー水 100 mL × 2本 エンドトキシン標準品 2本 酵素溶液(リコンビナントC因子) 2.5 mL × 1本 基質溶液 2.5 mL × 1本 測定バッファー 12 mL × 2本	¥98,000	
ENDOLISA [®] , 192テスト用 エンドライザ	609033	ENDOLISA® 96 ウェル プレー 2枚 ト 60 mL × 2本 エンドトキシンフリー水 2.5 mL × 2本 6×結合バッファー 2本 エンドトキシン標準品 75 mL × 2本 洗浄バッファー 2.5 mL × 1本 酵素溶液(リコソビナソトC因子) 2.5 mL × 1本 基質溶液 12 mL × 2本 2枚	¥160,000	
ENDO-RS® エンドアールエス (エンドトキシン脱マスキングキット)	609065	バッファー3.85 mL ×1本LPS-マスク複合体解離剤2.6 mL ×1本界面活性剤吸着剤1本再構成LPSミセル調節剤 12.6 mL ×1本再構成LPSミセル調節剤 22.6 mL ×1本LPSミセル再構成剤2.6 mL ×1本エンドトキシン標準品1本エンドトキシンフリー水30 mL ×1本	¥460,000	

2. エンドトキシンフリー アクセサリー

製品名	製品番号	製品内容	定価
ENDOGRADE® WATER, 100 ml x 16	607100	超純水 標品調製、試料希釈、試薬調製用 100 mL × 16本 <0.001 EU/mL 使用期限は保証書発行日から2年	¥32,000

1

製品名	製品番号	製品内容	定価
ENDOGRADE® ガラス試験管	800050	112本入り 容量 5 mL、高さ 50 mm ほうけい酸ガラス製、 アルミニウムスクリューキャップ付き エンドトキシンレベル 〈O.OO5 EU/mL 再生利用可能	¥33,000

3. エンドトキシン除去キット/樹脂(価格につきましてはお問合せください。)

3. エンドトキシン除去キット/樹脂(価格につきましてはお問合せください。)				
EndoTrap [®] HD エンドトラップ・エイチディー				
製品名	製品番号	製品内容	and merapeutics	
EndoTrap [®] HD 5/1				
Windows reg for which the region of the re	LETOO10	1 mLカラム 5本 5×平衡化バッファー 125 mL 5×再生バッファー 125 mL 5×保存バッファー 125 mL		
EndoTrap [®] HD 5				
************************************	LET0023	5 mL 樹脂 (50%スラリー in 保存バッファー)		
EndoTrap [®] HD 10				
The proper to the state of the proper to the	LETOO11	10 mL 樹脂 (50%スラリー in 保存バッファー)		
EndoTrap® HD 50	LETO012	50 mL 樹脂 (50%スラリー in 保存バッファー)		
EndoTrap [®] HD 250				
Tensing** to 34 or	LETO013	250 mL 樹脂 (50%スラリー in 保存バッファー)		
EndoTrap®HD バッファーキット				
Status Fig. is though shift so the form of the Sport Status Fig. 10 miles Fig. 10 mi	LETOO31	5×平衡化バッファー 125 mL 5×再生バッファー 125 mL 5×保存バッファー 125 mL (各々 625 mLのバッファーに相当)		

EndoTrap樹脂[®]の漏出管理キット (EndoTrap[®] HD用)



製品名	製品番号	製品内容	
EndoTrap® HD Leakage ELISA エンドトラップ・エイチディー リーケージ エライザ EndoTrap® Leakage ELISA エンドトラップ・エイチディー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	LETOO14	96ウェルマイクロタイタープレート1枚(12x8 ウェルストリップ; 抗EndoTrap抗体コート済)1本POD結合抗体1本エンドトキシン標準品1本ABTS基質溶液20 mL × 1本	

EndoTrap® red エンドトラップ・レッド			
製品名	製品番号	製品内容	
EndoTrap® red 5/1 Wight to the body of the second of th	LET0002	1 mL カラム 5本 5×平衡化バッファー 125 mL 5×再生バッファー 125 mL	
EndoTrap® red 5 ***********************************	LETOO33	5 mL 樹脂 (50%スラリー in 再生バッファー)	
EndoTrap® red 10 ***********************************	LETO003	10 mL 樹脂 (50%スラリー in 再生バッファー)	
EndoTrap [®] red 50	LETO004	50 mL 樹脂 (50%スラリー in 再生バッファー)	
EndoTrap® red バッファーキット Proposition for the proposition of the pro	LETOO32	5×平衡化バッファー 125 mL 5×再生バッファー 125 mL (各々 625 mLのバッファーに相当)	

4. エンドトキシンフリー試薬(価格につきましてはお問合せください。)

EndoGrade® Ovalbumin エンドグレード・オボアルブミン シリーズ



エンドラレード・オボアルフミン ラリース			
製品名	製品番号	製品内容	
EndoGrade® Ovalbumin, 25 mg EndoGrade Ovalbum ### to 205-0002 ### at 2* to 8* C ### package insert for bit for jeboratory & research ※製品イメージ	LETO027	25 mg 凍結乾燥 純度 >98% エンドトキシンレベル <0.1 EU/mg	
EndoGrade Ovalbumin, 100 mg EndoGrade Ovalbu	LETO028	100 mg 凍結乾燥 純度 >98% エンドトキシンレベル <0.1 EU/mg	
EndoGrade® Ovalbumin, 1000 mg	LET0029	1000 mg 凍結乾燥 純度 >98% エンドトキシンレベル <0.1 EU/mg	

9

解説論文「エンドトキシン試験法」(紙媒体)を用意しております。 ご希望の方は、(株)J.K.インターナショナルまでご請求下さい。 E-mail:info@jki.co.jp



お問い合わせは最寄りの弊社製品取扱店または直接弊社へ下さるようお願い申し上げます。