

食品及び一般分析用試薬キット

アルコールスタンダード Alcohol standard

製品番号
AQ03-015
要 2~8℃保存

包装単位
10本 × 1.5 mL



「アルコールスタンダード」(AQ03-015)は測定のコントロールおよび自動分析装置によるキャリブレーション用としてご使用していただくのに最適な、安定したエタノール溶液です。

各 1.5 mL のアルコール標準液 (300 mg/L) が 10 本の再閉可能なガラスビンに含まれます。

本スタンダードは「E-キット Liquid エタノール」(製品番号 E8340)と組み合わせることで食品その他試料中エタノールの定量分析に最適な、簡便かつ信頼性高いソリューションを提供します。

製品内容および特長

- ◆研究用
- ◆10本 × 1.5 mL (※旧製品 E5420 より 50%増量)
- ◆エタノール標準液 (300 mg/L) が再閉可能なガラスビンに含有
- ◆ビン開封後も保管可能 (※旧製品 E5420 はアンプル開封即時使い切りタイプ)
- ◆エタノール濃度は、DIN EN17025 により認定された 3 つの独立した機関により決定
- ◆取り扱い簡単：液体安定性があり、すぐに使用できる試薬 (調製不要)
- ◆測定コントロール液として使用可能
- ◆適切な検量線作成のため、蒸留水で簡便に必要な濃度への希釈も可能
- ◆生化学分析装置のキャリブレーターとして使用可能
- ◆取扱説明書と証明書に関する資料が含まれます (ロット毎)

標準液の保存条件と安定性

- ◆2~8℃で適切に保管する場合、外箱ラベルに表示している有効期限のまで安定です。
- ◆凍結はしないで下さい。

廃棄物管理

管轄する当局の安全管理規則に従って廃棄あるいはリサイクルしてください。

株式会社 J.K.インターナショナル

〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 3-2-10 鉄鋼会館 5F
TEL 03-6661-6132 FAX 03-6661-1091
E-mail: info@jki.co.jp URL: http://www.jki.co.jp