

2022年3月吉日

お客様各位

株式会社 J.K.インターナショナル

顧客サービスグループ

info@jki.co.jp

## Fキットシリーズ 10 アイテム販売終了 および代替アイテムのご案内

拝啓 貴社ますますご清栄のことと喜び申し上げます。

平素より格別のお引き立てを賜りまして厚く御礼申し上げます。

さて標記の件、長年に渡りご愛顧いただいております **Fキットシリーズ**  
【製造メーカー:ロシュ・ダイアグノスティックス社】の **10 アイテム**につきまして、  
**2022年6月末**にて、販売を終了する旨の報告がありました。

誠に遺憾ながら、下記の通りご案内いたします。

大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんが、なにとぞ事情をご賢察の上、  
ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

ぜひ、代替アイテムをご検討いただきたく、お願い申し上げます。

敬具

記

### 《販売終了アイテムと代替アイテム》

販売終了アイテム	⇒	代替アイテム(Eキット)
販売終了① 製品コード :148261 製品名 :Fキット酢酸 測定回数 :11回 x 3本	⇒	代替① 製品コード :E8226 製品名 :Enzytec Liquid Acetic acid 測定回数 :50回 ※キャリブレーター付属
販売終了② 製品コード :139084 製品名 :FキットL-乳酸 測定回数 :30回	⇒	代替② 製品コード :E8260 製品名 :Enzytec Liquid L-Lactic acid 測定回数 :50回 ※スタンダード別売:E8460(3本 x 3.5ml)

<p>販売終了③</p> <p>製品コード : 139068</p> <p>製品名 : F キット L-リンゴ酸</p> <p>測定回数 : 30 回</p>		<p>代替③</p> <p>製品コード : E8280</p> <p>製品名 : Enzytec Liquid L-Malic acid</p> <p>測定回数 : 50 回</p> <p>※スタンダード別売: ¥E8460 (3 本 x 3.5ml)</p>
<p>販売終了④</p> <p>製品コード : 716251</p> <p>製品名 : F キット D-グルコース</p> <p>測定回数 : 45 回 x 3 本</p>	⇒	<p>代替④</p> <p>製品コード : E8140</p> <p>製品名 : Enzytec Liquid D-Glucose</p> <p>測定回数 : 50 回</p> <p>※スタンダード別売: E8440 (3 本 x 3.5ml)</p>
<p>販売終了⑤</p> <p>製品コード : 139106</p> <p>製品名 : F キット D-グルコース/果糖</p> <p>測定回数 : 各 27 回</p>	⇒	<p>代替⑤</p> <p>製品コード : E8160</p> <p>製品名 : Enzytec Liquid D-Glucose/ D-Fructose</p> <p>測定回数 : 50 回</p> <p>※スタンダード別売: E8440 (3 本 x 3.5ml)</p>
<p>販売終了⑥</p> <p>製品コード : 148270</p> <p>製品名 : F キット グリセロール</p> <p>測定回数 : 11 回 x 3 本</p>	⇒	<p>代替⑥</p> <p>製品コード : E8360</p> <p>製品名 : Enzytec Liquid Glycerol</p> <p>測定回数 : 50 回</p> <p>※スタンダード別売: E8440 (3 本 x 3.5ml)</p>
<p>販売終了⑦</p> <p>製品コード : 207748</p> <p>製品名 : F キット スターチ</p> <p>測定回数 : 27 回</p>	⇒	<p>代替⑦</p> <p>製品コード : E1268</p> <p>製品名 : E キット スターチ</p> <p>測定回数 : 32 回</p> <p>※スタンダードの取扱無し</p>

<p>販売終了⑧</p> <p>製品コード : 139041</p> <p>製品名 : F キット ショ糖/D-グルコース</p> <p>測定回数 : 各 22 回</p> <p>※ショ糖とD-グルコースを分別定量するには、 ⑧-1, ⑧-2がセットが必要です。</p>	⇒	<p>代替⑧-1</p> <p>製品コード : E8180</p> <p>製品名 : Enzytec Liquid Sucrose/D-Glucose</p> <p>測定回数 : 50 回</p> <p>※総量の測定になります。 単体での分別定量は出来ません。</p> <p>代替⑧-2</p> <p>製品コード : E8140</p> <p>製品名 : Enzytec Liquid D-Glucose</p> <p>測定回数 : 50 回</p> <p>※スタンダード別売 : E8440 (3 本 x 3.5ml)</p>
<p>販売終了⑨</p> <p>製品コード : 716260</p> <p>製品名 : F キット ショ糖/D-グルコース/果糖</p> <p>測定回数 : 各 22 回</p> <p>※ショ糖、D-グルコース、果糖を分別定量するには、⑨-1, ⑨-2がセットが必要です。</p>	⇒	<p>代替⑨-1</p> <p>製品コード : E8180</p> <p>製品名 : Enzytec Liquid Sucrose/D-Glucose</p> <p>測定回数 : 50 回</p> <p>※総量の測定になります。 単体での分別定量は出来ません。</p> <p>代替⑨-2</p> <p>製品コード : E8160</p> <p>製品名 : Enzytec Liquid D-Glucose/D-Fructose</p> <p>測定回数 : 50 回</p> <p>※スタンダード別売 : E8440 (3 本 x 3.5ml)</p>

<p>販売終了⑩</p> <p>製品コード : 725854</p> <p>製品名 : F キット 亜硫酸</p> <p>測定回数 : 31 回</p> <p>希望小売価格 : ¥ 36,500</p> <p>※アプリケーションにより代替品が異なります。</p>	⇒	<p>代替⑩-1</p> <p>※日本薬局方記載（精製白糖中の亜硫酸）測定向け</p> <p>製品コード : E6275</p> <p>製品名 : E キット 亜硫酸(SO<sub>2</sub>-total)</p> <p>測定回数 : 30 回</p> <p>※スタンダードの取扱無し</p> <p>代替⑩-2</p> <p>※⑩-1 以外の食物や飲料内の亜硫酸測定向け</p> <p>製品コード : E8600</p> <p>製品名 : Enzytec Liquid SO<sub>2</sub>-Total</p> <p>測定回数 : 100 回</p> <p>※スタンダード付属</p>
---	---	--

※上記 F キットは、いずれも 2022 年 6 月末の販売終了予定ですが、日本国内への割り当て数が決まっており、事前に終了する場合がございます。状況により、ご購入数量に制限を設けさせて頂く可能性がございますので、代替製品への切り替えをご検討いただきたく、お願い申し上げます。

ご不明な点がございましたら、E-メールにてお問い合わせください。  
メールアドレス : [info@jki.co.jp](mailto:info@jki.co.jp)

大変ご迷惑をお掛けしまして申し訳ございませんが、何卒事情をご賢察の上、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

以上