

# 食品成分を「簡単・迅速」に分析！

## RIDA®CUBE SCAN



### 専用タブレット(スマホサイズ)で簡単操作！ 「約15分」で食品成分を定量分析。

**高感度**

**簡単・迅速**

サンプルを入れるだけ

**小型で軽量**

移動・持ち運びに便利

世界30カ国で納入実績がある「RIDA® CUBE SCAN」は、  
日本国内でも数多くの企業、研究機関、大学等でも導入頂いており、  
その利便性と性能に対して高い評価を得ています。

株式会社J.K.インターナショナル

# 食品成分を「簡単・迅速」に分析！

## RIDA® CUBE SCAN



**高感度**

**簡単・迅速**

サンプルを入れるだけ

**小型で軽量**

移動・持ち運びに便利

**専用タブレット(スマホサイズ)で簡単操作！**


**「約15分」で食品成分を定量分析。**

世界30カ国で納入実績がある「RIDA® CUBE SCAN」は、日本国内でも数多くの企業、研究機関、大学等でも導入頂いており、その利便性と性能に対して高い評価を得ています。


株式会社J.K.インターナショナル

RIDA®CUBE SCANは、酵素法および比色法に対応し、有機酸、糖、その他の食品成分(亜硫酸塩など)の検出が可能です。また、本体はコンパクトな設計で様々な検査環境に対応できます。

\*検査原理と試薬は、E-キットシリーズと同じです。



## RIDA®CUBE SCANの使い方



### STEP 1

キットに付属のRFIDカードをセットして、サンプル名を入力し、アプリケーションを選びます。



### STEP 2

セルにサンプルを分注します。



### STEP 3

キャップをしてシステムにセットし、ドアを閉めます。



- 定価：本体  
760,000円(税別)
- サイズ/重量：  
16×13×14.5cm/  
2.4kg

\*簡単に持ち運びができますが、電源が必要です。



## 測定試薬キット



\*RIDA®CUBE SCAN専用キットです。  
\*32テスト入り。  
\*340nmの波長で測定します。

### [ 分析対象 ]

|     |              |          |     |                               |          |
|-----|--------------|----------|-----|-------------------------------|----------|
| 有機酸 | 酢酸           | ¥ 52,000 | 糖類  | 乳糖/D-ガラクトース                   | ¥ 43,000 |
|     | クエン酸         | ¥ 56,000 |     | 乳糖/D-グルコース                    | ¥ 43,000 |
|     | D-/L-乳酸      | ¥ 58,000 |     | ショ糖/D-グルコース酸                  | ¥ 41,000 |
|     | L-乳酸         | ¥ 43,000 |     | ショ糖/D-グルコース/D-果糖              | ¥ 51,000 |
|     | リンゴ酸         | ¥ 37,000 | その他 | アンモニア                         | ¥ 47,000 |
| 糖類  | D-ガラクトース     | ¥ 39,000 |     | エタノール                         | ¥ 44,000 |
|     | D-グルコース      | ¥ 34,000 | 比色  | 遊離型亜硫酸(Free-SO <sub>2</sub> ) | ¥ 40,000 |
|     | D-グルコース/D-果糖 | ¥ 51,000 |     | 総亜硫酸(Total-SO <sub>2</sub> )  | ¥ 35,000 |

\*表示価格は全て税別となります。

詳しくは、RIDA®CUBE SCANのHPをご参照下さい。  
[www.jki.co.jp/product/ridacube](http://www.jki.co.jp/product/ridacube)




販売・お問い合わせの窓口

株式会社J.K.インターナショナル


〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館5F  
TEL: 03-6661-6132 FAX: 03-6661-1091  
E-mail: info@jki.co.jp

RIDA®CUBE SCANは、酵素法および比色法に対応し、有機酸、糖、その他の食品成分(亜硫酸塩など)の検出が可能です。また、本体はコンパクトな設計で様々な検査環境に対応できます。

\*検査原理と試薬は、E-キットシリーズと同じです。



## RIDA®CUBE SCANの使い方



### STEP 1

キットに付属のRFIDカードをセットして、サンプル名を入力し、アプリケーションを選びます。



### STEP 2

セルにサンプルを分注します。



### STEP 3

キャップをしてシステムにセットし、ドアを閉めます。



- 定価：本体  
760,000円(税別)
- サイズ/重量：  
16×13×14.5cm/  
2.4kg

\*簡単に持ち運びができますが、電源が必要です。



## 測定試薬キット



- \*RIDA®CUBE SCAN専用キットです。
- \*32テスト入り。
- \*340nmの波長で測定します。

### [ 分析対象 ]

|     |              |          |     |                  |          |
|-----|--------------|----------|-----|------------------|----------|
| 有機酸 | 酢酸           | ¥ 52,000 | 糖類  | 乳糖/D-ガラクトース      | ¥ 43,000 |
|     | クエン酸         | ¥ 56,000 |     | 乳糖/D-グルコース       | ¥ 43,000 |
|     | D-/L-乳酸      | ¥ 58,000 |     | ショ糖/D-グルコース酸     | ¥ 41,000 |
|     | L-乳酸         | ¥ 43,000 |     | ショ糖/D-グルコース/D-果糖 | ¥ 51,000 |
|     | リンゴ酸         | ¥ 37,000 | その他 | アンモニア            | ¥ 47,000 |
| 糖類  | D-ガラクトース     | ¥ 39,000 |     | エタノール            | ¥ 44,000 |
|     | D-グルコース      | ¥ 34,000 | 比色  | 遊離型亜硫酸(Free-SO2) | ¥ 40,000 |
|     | D-グルコース/D-果糖 | ¥ 51,000 |     | 総亜硫酸(Total-SO2)  | ¥ 35,000 |

\*表示価格は全て税別となります。

詳しくは、RIDA®CUBE SCANのHPをご参照下さい。  
[www.jki.co.jp/product/ridacube](http://www.jki.co.jp/product/ridacube)



販売・お問い合わせの窓口

株式会社J.K.インターナショナル

〒103-0025東京都中央区日本橋茅場町3-2-10 鉄鋼会館5F  
TEL: 03-6661-6132 FAX: 03-6661-1091  
E-mail: info@jki.co.jp